

info@biomedsupexpress.com
 biomedsupexpress@gmail.com
 www.biomedsupexpress.com
 Agrément 4345A/MINSANTE/SG/PDML/SA
 BP: 5084 Nlongkak, Yaoundé - Cameroun (Situé face
 Hôpital Gynéco-Obstétrique de Yaoundé entrée Hôtel
 Segmad)
 (+237) 686 729 251 | 652 505 396



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
 Paix - Travail - Patrie

Thermomètre Traçable Numérique Avec Ethernet(BMSEQ0272)

Libellé	Désignation
Catégorie	THERMOMETRES
Code catégorie	THE
Libellé produit	Thermomètre Traçable Numérique Avec Ethernet
Code produit	BMSEQ0272
Image	

Libellé	Désignation
Description	<p>Ce thermomètre d'enregistrement de données offre un moyen simple et sécurisé de se connecter à vos équipements de laboratoire, y compris les bains-marie, les réfrigérateurs, les congélateurs à tout moment sur votre smartphone, tablette ou ordinateur.</p> <p>Vous pouvez surveiller en toute sécurité les paramètres 24h/24 et 7j/7, afficher votre historique d'enregistrement des données et exécuter des rapports en temps réel.</p> <p>Il vient avec un grand écran LCD qui affiche les lectures actuelles et Min/Max, une alarme sonore/visuelle pour aider à identifier les conditions hors de portée.</p> <p>Il supporte des températures allant de -90 °C à +105 °C avec une résolution de 0,01 °C.</p>
Prix	450 000 frs

Fait à Yaoundé NGOUSSO, le 01-07-2025