

Cristal Violet 0,5% Aqueuse - Crystal Violet 0.5% Aqueous(BMSCR0028-0.5-500)

Libellé	Désignation
Catégorie	COLORANTS/REACTIFS
Code catégorie	CR
Libellé produit	Cristal Violet 0,5% Aqueuse - Crystal Violet 0.5% Aqueous
Code produit	BMSCR0028-0.5-500
Image	
Description	Une solution de 0,5 % de Crystal Violet qui est le colorant de choix utiliser dans la coloration de Gram. Il est également connu sous le nom de Violet de Gentiane. ----- A working solution of 0.5% Crystal violet which is the dye of choice for use in Gram's stain for the demonstration of bacteria. It is also known as Gentian Violet.
Prix	20 900 frs