

info@biomedsupexpress.com  
 biomedsupexpress@gmail.com  
 www.biomedsupexpress.com  
 Agrément 4345A/MINSANTE/SG/PDML/SA  
 BP: 5084 Nlongkak, Yaoundé - Cameroun ( Situé face  
 Hôpital Gynéco-Obstétrique de Yaoundé entrée Hôtel  
 Segmad )  
 (+237) 686 729 251 | 652 505 396



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
 Paix - Travail - Patrie

## Crystal Violet Solution Aqueuse (10x Concentré) - Crystal Violet Aqueous (10x Concentrate)( BMSCR0028-10x-250 )

Libellé	Désignation
Catégorie	COLORANTS/REACTIFS
Code catégorie	CR
Libellé produit	Crystal Violet Solution Aqueuse (10x Concentré) - Crystal Violet Aqueous (10x Concentrate)
Code produit	BMSCR0028-10x-250
Image	

Libellé	Désignation
Description	<p>Une solution concentrée de Crystal violet (10x). Elle doit être diluée 1/10 avec de l'eau distillée avant utilisation. La solution diluée est le colorant de choix utilisée dans la coloration de Gram pour la mise en évidence des bactéries. Crystal Violet est également connu sous le nom Gentian Violet.</p> <p style="text-align: center;">Application: Coloration de Gram en microbiologie. Traitement antifongique dans certaines applications médicales. -----</p> <p>A concentrated solution of Crystal violet (10x). It should be diluted 1 in 10 with distilled water before use. The diluted stain (working solution) is the dye of choice for use in Gram's stain for the demonstration of bacteria. Crystal Violet is also known as Gentian Violet.</p> <p style="text-align: center;">Application: Gram staining in microbiology. Antifungal treatment in certain medical applications.</p>
Prix	19 600 frs

Fait à Yaoundé NGOUSSO, le 01-07-2025