

Feulgen Stain (Schiff)(BMSCR0032-500)

Libellé	Désignation
Catégorie	COLORANTS/REACTIFS
Code catégorie	CR
Libellé produit	Feulgen Stain (Schiff)
Code produit	BMSCR0032-500
Image	
Description	<p>Le réactif de Schiff est souvent utilisé dans le cadre de la technique PAS (périodique acide de Schiff) pour la démonstration des mucines neutres et du glycogène. Il produit un produit final magenta brillant.</p> <p>Schiff's reagent is often used as part of the PAS technique (periodic acid schiff) for the demonstration of neutral mucins and glycogen. It produces a bright magenta end product.</p>
Prix	22 000 frs