

Fields Stain - Solution A(BMSCR0033)

Libellé	Désignation
Catégorie	COLORANTS/REACTIFS
Code catégorie	CR
Libellé produit	Fields Stain - Solution A
Code produit	BMSCR0033
Image	
Description	La première partie de la technique de coloration de Fields, couramment utilisée comme une technique de coloration rapide des frottis sanguins fins ou épais pour le diagnostic du paludisme. Il est également utilisé pour la coloration des protozoaires et autres microfilaires. ----- This is the 1st part of the Fields stain technique, widely used as a rapid staining technique for either thin or thick blood smears for diagnosing malaria. It is also used in the staining of protozoa and other microfilariae.
Prix	26 850 frs

Fait à Yaoundé NGOUSSO, le 03-07-2025