

## Fields Stain - Solution A( BMSCR0033-500 )

| Libellé         | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catégorie       | COLORANTS/REACTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Code catégorie  | CR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Libellé produit | Fields Stain - Solution A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Code produit    | BMSCR0033-500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Image           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Description     | <p>La première partie de la technique de coloration de Fields, couramment utilisée comme une technique de coloration rapide des frottis sanguins fins ou épais pour le diagnostic du paludisme. Il est également utilisé pour la coloration des protozoaires et autres microfilaires.</p> <p>-----</p> <p>This is the 1st part of the Fields stain technique, widely used as a rapid staining technique for either thin or thick blood smears for diagnosing malaria. It is also used in the staining of protozoa and other microfilariae.</p> |
| Prix            | 18 650 frs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Fait à Yaoundé NGOUSSO, le 01-07-2025