

Solution indicatrice à gamme complète pH 4 - 14 - Full Range Indicator Solution pH 4 - 14(BMSCR0035)

Libellé	Désignation
Catégorie	COLORANTS/REACTIFS
Code catégorie	CR
Libellé produit	Solution indicatrice à gamme complète pH 4 - 14 - Full Range Indicator Solution pH 4 - 14
Code produit	BMSCR0035
Image	
Description	<p>Une solution indicatrice universelle qui subit plusieurs changements de couleur sur une large gamme de pH. La couleur est utilisée pour « indiquer » directement le pH.</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p>A universal indicator solution which undergoes several color changes over a wide range of pH's. The colour is used to "indicate" pH directly.</p>
Prix	23 350 frs

