

Violet de Gentiane 1% Solution Aqueuse - Gentian Violet 1% Aqueous (BMSCR0037-1-2.5)

| Libellé | Désignation |
|-----------------|---|
| Catégorie | COLORANTS/REACTIFS |
| Code catégorie | CR |
| Libellé produit | Violet de Gentiane 1% Solution Aqueuse - Gentian Violet 1% Aqueous |
| Code produit | BMSCR0037-1-2.5 |
| Image |  |
| Description | <p>Une solution de 1% de violet de gentiane. C'est le colorant de choix utilisé dans la coloration de Gram pour la démonstration de bactéries. Il est également connu sous le nom de Cristal Violet.</p> <p>A 1% working solution of Gentian violet. It is the dye of choice for use in Gram's stain for the demonstration of bacteria. Also known as Crystal Violet.</p> |
| Prix | 51 500 frs |