

Giemsa Stain RR88(BMSCR0039)

Libellé	Désignation
Catégorie	COLORANTS/REACTIFS
Code catégorie	CR
Libellé produit	Giemsa Stain RR88
Code produit	BMSCR0039
Image	
Description	<p>Le colorant Giemsa RR88 fait partie du groupe de colorants Romanowsky et constitue un colorant différentiel classique pour les frottis de sang périphérique et les échantillons de moelle osseuse. Il est également utilisé pour colorer les bactéries (telles que H. Pylori), le paludisme et d'autres parasites.</p> <p>-----</p> <p>Giemsa Stain RR88 is a member of the Romanowsky group of stains and is a classic differential stain for peripheral blood smears and bone marrow specimens. It is also used to stain bacteria (such as H. Pylori), malaria and other parasites.</p>
Prix	25 500 frs