

Grams Iode (10x Concentraté) - Grams Iodine (10x Concentrate)(BMSCR0042-10x-100)

Libellé	Désignation
Catégorie	COLORANTS/REACTIFS
Code catégorie	CR
Libellé produit	Grams Iode (10x Concentraté) - Grams Iodine (10x Concentrate)
Code produit	BMSCR0042-10x-100
Image	
Description	Une solution concentrée de Grams d'iode. Il doit être dilué 1/10 dans de l'eau distillée avant son utilisation dans le protocole de coloration de Gram. A concentrated solution of Grams Iodine. It should be diluted 1 in 10 in distilled water before use in the Gram Stain protocol.
Prix	15 700 frs

Fait à Yaoundé NGOUSSO, le 01-07-2025