

## Grams Iode (10x Concentraté) - Grams Iodine (10x Concentrate)( BMSCR0042-10x-250 )

| Libellé         | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catégorie       | COLORANTS/REACTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Code catégorie  | CR                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Libellé produit | Grams Iode (10x Concentraté) - Grams Iodine (10x Concentrate)                                                                                                                                                                                                                                         |
| Code produit    | BMSCR0042-10x-250                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Image           |                                                                                                                                                                                                                    |
| Description     | <p>Une solution concentrée de Grams d'iode. Il doit être dilué 1/10 dans de l'eau distillée avant son utilisation dans le protocole de coloration de Gram.</p> <p>A concentrated solution of Grams Iodine. It should be diluted 1 in 10 in distilled water before use in the Gram Stain protocol.</p> |
| Prix            | 25 700 frs                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Fait à Yaoundé NGOUSSO, le 01-07-2025