

## Huile d'Immersion - Immersion Oil( BMSCR0044-250 )

Libellé	Désignation
Catégorie	COLORANTS/REACTIFS
Code catégorie	CR
Libellé produit	Huile d'Immersion - Immersion Oil
Code produit	BMSCR0044-250
Image	
Description	<p>Un liquide stable, non séchant et non durcissant, sans danger pour la santé, à utiliser avec des optiques de valeur et des échantillons de lames irremplaçables.</p> <p>Spécification:          Apparence: Limpide et exempte de particules          Viscosité*: 1 000-1 200 cSt          Transmission: 400-900 nm          Densité relative*: 1,329          Indice de réfraction*: 1,5182 +/- 0,002          Conserver entre +4 °C et +35 °C          *@ 23 °C</p> <p>-----</p> <p>A stable, non-drying, non-hardening fluid with no health hazard, safe to use with valuable optics and irreplaceable slide specimens.</p> <p>Specification:          Appearance: Bright clear and free of particulates          Viscosity*: 1000-1200 cSt          Transmission: 400-900nm          Relative Density*: 1.329          Refractive Index*: 1.5182 +/- 0.002          Store between +4 °C and +35 °C          *@ 23 °C</p>
Prix	64 200 frs