

Acide Périodique 1% Solution Aqueuse – Periodic Acid 1% Aqueous(BMSCR0058-500)

Libellé	Désignation
Catégorie	COLORANTS/REACTIFS
Code catégorie	CR
Libellé produit	Acide Périodique 1% Solution Aqueuse – Periodic Acid 1% Aqueous
Code produit	BMSCR0058-500
Image	
Description	Une solution de 1% d'acide périodique dans de l'eau distillée. Elle est couramment utilisée dans les laboratoires d'histologie et d'histopathologie dans la technique de coloration périodique à l'acide-Schiff (PAS) afin d'identifier les glucides comme le glycogène dans les échantillons de tissus en les oxydant en groupes aldéhydes détectables. A working solution of 1% Periodic acid in distilled water. It is commonly used in histology and histopathology laboratories for the Periodic Acid-Schiff (PAS) staining technique to identify carbohydrates like glycogen in tissue samples by oxidizing them into detectable aldehyde groups

Libellé	Désignation
Prix	24 000 frs

Fait à Yaoundé NGOUSSO, le 01-07-2025