

info@biomedsupexpress.com  
biomedsupexpress@gmail.com  
www.biomedsupexpress.com  
Agrément 4345A/MINSANTE/SG/PDML/SA  
BP: 5084 Nlongkak, Yaoundé - Cameroun ( Situé face  
Hôpital Gynéco-Obstétrique de Yaoundé entrée Hôtel  
Segmad )  
(+237) 686 729 251 | 652 505 396



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix - Travail - Patrie

## Ponceau Fuchsin (Masson)( BMSCR0061-500 )

| Libellé         | Désignation              |
|-----------------|--------------------------|
| Catégorie       | COLORANTS/REACTIFS       |
| Code catégorie  | CR                       |
| Libellé produit | Ponceau Fuchsin (Masson) |
| Code produit    | BMSCR0061-500            |

| Libellé     | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Image       |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Description | <p>Une solution prête à l'emploi de Ponceau Fuchsine (Masson) couramment utilisée dans la méthode de Masson Trichrome pour démonstrer les coupes de tissus histologiques.</p> <p>A ready to use solution of Ponceau Fuchsin (Masson) commonly used in the Masson Trichrome method to demonstrate the p sections.</p> |
| Prix        | 23 000 frs                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |