

info@biomedsupexpress.com
 biomedsupexpress@gmail.com
 www.biomedsupexpress.com
 Agrément 4345A/MINSANTE/SG/PDML/SA
 BP: 5084 Nlongkak, Yaoundé - Cameroun (Situé face
 Hôpital Gynéco-Obstétrique de Yaoundé entrée Hôtel
 Segmad)
 (+237) 686 729 251 | 652 505 396



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
 Paix - Travail - Patrie

Permanganate de Potassium 0,5 % Solution Aqueuse - Potassium Permanganate 0.5% Solution(BMSCR0064-0.5)

Libellé	Désignation
Catégorie	COLORANTS/REACTIFS
Code catégorie	CR
Libellé produit	Permanganate de Potassium 0,5 % Solution Aqueuse - Potassium Permanganate 0.5% Solution
Code produit	BMSCR0064-0.5
Image	
Description	<p>Cette formulation est souvent utilisée pour oxyder les composants tissulaires dans de nombreux protocoles de coloration et pour réduire la fluorescence non spécifique lorsqu'elle est utilisée dans le protocole fluorescent TB.</p> <p>-----</p> <p>This formulation is often used to oxidise tissue components in many staining protocols and to reduce non-specific fluorescence when used in the TB fluorescent protocol.</p>
Prix	32 000 frs

