


Permanganate de Potassium 10x Concentré - Potassium Permanganate 10x Concentrate(BMSCR0064-10x-250)

Libellé	Désignation
Catégorie	COLORANTS/REACTIFS
Code catégorie	CR
Libellé produit	Permanganate de Potassium 10x Concentré - Potassium Permanganate 10x Concentrate
Code produit	BMSCR0064-10x-250
Image	
Description	Une solution concentrée 10x de permanganate de potassium. Elle doit être diluée 1:10 dans de l'eau distillée avant utilisation pour oxyder les composants tissulaires dans les protocoles de coloration. Elle est également utilisée pour réduire la fluorescence non spécifique lorsqu'elle est utilisée dans le protocole fluorescent TB. A 10x concentrated solution of potassium permanganate. This must be diluted 1 in 10 in distilled water before use to oxidise tissue components in staining protocols. It is also used to reduce non-specific fluorescence when used in the TB fluorescent protocol.
Prix	28 000 frs