

Permanganate de Potassium 1% Solution Aqueuse - Potassium Permanganate 1% Aqueous(BMSCR0064-500)

Libellé	Désignation
Catégorie	COLORANTS/REACTIFS
Code catégorie	CR
Libellé produit	Permanganate de Potassium 1% Solution Aqueuse - Potassium Permanganate 1% Aqueous
Code produit	BMSCR0064-500
Image	
Description	Cette formulation est souvent utilisée pour oxyder les composants tissulaires dans de nombreux protocoles de coloration et pour réduire la fluorescence non spécifique lorsqu'elle est utilisée dans le protocole fluorescent TB. ----- This formulation is often used to oxidise tissue components in many staining protocols and to reduce non-specific fluorescence when used in the TB fluorescent protocol.
Prix	22 000 frs