

info@biomedsupexpress.com
 biomedsupexpress@gmail.com
 www.biomedsupexpress.com
 Agrément 4345A/MINSANTE/SG/PDML/SA
 BP: 5084 Nlongkak, Yaoundé - Cameroun (Situé face
 Hôpital Gynéco-Obstétrique de Yaoundé entrée Hôtel
 Segmad)
 (+237) 686 729 251 | 652 505 396



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
 Paix - Travail - Patrie

Safranine 1% Solution Alcoolique - Safranin 1% Alcoholic(BMSCR0066-1AL-500)

Libellé	Désignation
Catégorie	COLORANTS/REACTIFS
Code catégorie	CR
Libellé produit	Safranine 1% Solution Alcoolique - Safranin 1% Alcoholic
Code produit	BMSCR0066-1AL-500
Image	
Description	<p>Cette solution prête à l'emploi de 1 % de Safranin O est couramment utilisée pour contre-colorer les noyaux en rouge dans de nombreux protocoles de coloration. Elle peut également être utilisée comme colorant de choix pour démontrer la présence de cartilages dans les échantillons histologiques.</p> <p>-----</p> <p>A working solution of 1% Safranin O, commonly used to counterstain nuclei red in many staining protocols. It can also be used as a stain of choice to demonstrate the presence of cartilages in histological specimens.</p>
Prix	26 000 frs

Fait à Yaoundé NGOUSSO, le 09-05-2025