

Safranine 1% Aqueuse - Safranin 1% Aqueous(BMSCR0066-1AQ-500)

Libellé	Désignation
Catégorie	COLORANTS/REACTIFS
Code catégorie	CR
Libellé produit	Safranine 1% Aqueuse - Safranin 1% Aqueous
Code produit	BMSCR0066-1AQ-500
Image	
Description	Cette solution prête à l'emploi de 1 % de Safranin O est couramment utilisée pour contre-colorer les noyaux en rouge dans de nombreux protocoles de coloration. Elle peut également être utilisée comme colorant de choix pour démontrer la présence de cartilages dans les échantillons histologiques. ----- A working solution of 1% Safranin O, commonly used to counterstain nuclei red in many staining protocols. It can also be used as a stain of choice to demonstrate the presence of cartilages in histological specimens.
Prix	18 000 frs

