

Safranin O 10x Concentré - Safranin O 10x Concentrate(BMSCR0066-10x-100)

Libellé	Désignation
Catégorie	COLORANTS/REACTIFS
Code catégorie	CR
Libellé produit	Safranin O 10x Concentré - Safranin O 10x Concentrate
Code produit	BMSCR0066-10x-100
Image	
Description	Une solution concentrée 10x de Safranin O. Celle-ci doit être diluée 1 sur 10 avant utilisation. Sa solution de travail est couramment utilisée pour contre-colorer les noyaux en rouge dans de nombreux protocoles de coloration. Elle peut également être utilisée comme colorant de choix pour démontrer la présence de cartilages dans des échantillons histologiques. A 10x concentrated solution of Safranin O. This must be diluted 1 in 10 before use. Its working solution is commonly used to counterstain nuclei red in many staining protocols. It can also be used as a stain of choice to demonstrate the presence of cartilages in histological specimens.

Libellé	Désignation
Prix	17 000 frs

Fait à Yaoundé NGOUSSO, le 01-07-2025