

info@biomedsupexpress.com
 biomedsupexpress@gmail.com
 www.biomedsupexpress.com
 Agrément 4345A/MINSANTE/SG/PDML/SA
 BP: 5084 Nlongkak, Yaoundé - Cameroun (Situé face
 Hôpital Gynéco-Obstétrique de Yaoundé entrée Hôtel
 Segmad)
 (+237) 686 729 251 | 652 505 396



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
 Paix - Travail - Patrie

Safranin O 10x Concentré - Safranin O 10x Concentrate(BMSCR0066-10x-250)

Libellé	Désignation
Catégorie	COLORANTS/REACTIFS
Code catégorie	CR
Libellé produit	Safranin O 10x Concentré - Safranin O 10x Concentrate
Code produit	BMSCR0066-10x-250
Image	
Description	Une solution concentrée 10x de Safranin O. Celle-ci doit être diluée 1 sur 10 avant utilisation. Sa solution de travail est couramment utilisée pour contre-colorer les noyaux en rouge dans de nombreux protocoles de coloration. Elle peut également être utilisée comme colorant de choix pour démontrer la présence de cartilages dans des échantillons histologiques. A 10x concentrated solution of Safranin O. This must be diluted 1 in 10 before use. Its working solution is commonly used to counterstain nuclei red in many staining protocols. It can also be used as a stain of choice to demonstrate the presence of cartilages in histological specimens.

Libellé	Désignation
Prix	28 000 frs

Fait à Yaoundé NGOUSSO, le 09-05-2025