

Tubes à centrifuger 15ml Bouchon blue-25(BMSCO0005)

Libellé	Désignation
Catégorie	TUBES
Code catégorie	TUB
Libellé produit	Tubes à centrifuger 15ml Bouchon blue-25
Code produit	BMSCO0005
Image	
Description	Conditionnement : paquet de 25 tubes. Conçus avec des technologies de pointe, ces tubes en polypropylène avec des graduations noires faciles à lire sont apyrogènes et certifiés sans RNase, DNase et ADN. Ils résistent en toute sécurité à des températures jusqu'à -80 °C et sont autoclavables jusqu'à 121 °C. Leur surface d'écriture givrée permet une identification et un étiquetage permanents.
Prix	5 000 frs

Fait à Yaoundé NGOUSSO, le 10-05-2025