

Nitrate d'Argent 5% Solution Aqueuse - Silver Nitrate 5% Solution(BMSCR0068-5-100)

Libellé	Désignation
Catégorie	COLORANTS/REACTIFS
Code catégorie	CR
Libellé produit	Nitrate d'Argent 5% Solution Aqueuse - Silver Nitrate 5% Solution
Code produit	BMSCR0068-5-100
Image	
Description	Une solution aqueuse de 5% nitrate d'argent, couramment utilisée dans la méthode de coloration de Grocott pour démontrer la présence de champignons dans les coupes de tissus histologiques. ----- An aqueous solution of 5% Silver Nitrate, commonly used in the Grocott staining method to demonstrate the presence of fungi in histological tissue sections.
Prix	42 000 frs

