

Tubes à centrifuger 50ml Bouchon blue-50(BMSCO0001)

Libellé	Désignation
Catégorie	TUBES
Code catégorie	TUB
Libellé produit	Tubes à centrifuger 50ml Bouchon blue-50
Code produit	BMSCO0001
Image	
Description	Conditionnement : paquet de 50 tubes. Conçus avec des technologies de pointe, ces tubes en polypropylène avec des graduations noires faciles à lire sont apyrogènes et certifiés sans RNase, DNase et ADN. Ils résistent en toute sécurité à des températures jusqu'à -80 °C et sont autoclavables jusqu'à 121 °C. Leur surface d'écriture givrée permet une identification et un étiquetage permanents.
Prix	10 000 frs

Fait à Yaoundé NGOUSSO, le 11-05-2025