

## Différenciateur de tuberculose - TB Differentiator( BMSCR0076-500 )

| Libellé         | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catégorie       | COLORANTS/REACTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Code catégorie  | CR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Libellé produit | Différenciateur de tuberculose - TB Differentiator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Code produit    | BMSCR0076-500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Image           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Description     | <p>Une solution alcoolique acidifiée utilisée pour différencier les coupes de tissus dans les protocoles de coloration à base de Carbol Fuchsin pour identifier le MTB et d'autres organismes acido-résistants.</p> <p>-----</p> <p>An acidified alcoholic solution used for differentiating tissue sections in Carbol Fuchsin based staining protocols for Mycobacterium Tuberculosis and other acid fast organisms.</p> |
| Prix            | 15 000 frs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |