

info@biomedsupexpress.com  
biomedsupexpress@gmail.com  
www.biomedsupexpress.com  
Agrément 4345A/MINSANTE/SG/PDML/SA  
BP: 5084 Nlongkak, Yaoundé - Cameroun ( Situé face  
Hôpital Gynéco-Obstétrique de Yaoundé entrée Hôtel  
Segmad )  
(+237) 686 729 251 | 652 505 396



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix - Travail - Patrie

## Camera pour Microscope 5.0 mégapixels( BMSEQ0030 )

Libellé	Désignation
Catégorie	BIOLOGIE MOLECUCLAIRE
Code catégorie	BM
Libellé produit	Camera pour Microscope 5.0 mégapixels
Code produit	BMSEQ0030
Image	

Libellé	Désignation
Description	<p>Cette caméra oculaire numérique de 5.0 mégapixels est conçue avec un filtre IR-CUT de haute qualité pour filtrer la lumière infrarouge et protéger le capteur de la caméra.</p> <p>Aucune de ses pièces n'est mobile, garantissant une solution robuste avec une durée de vie accrue par rapport à d'autres solutions de caméras industrielles.</p> <p>Elle est une grande valeur ajoutée pour les conférenciers, les instructeurs et les cliniciens qui souhaitent partager des images de haute qualité avec un large public.</p> <p>Elle se connecte à l'ordinateur via le cordon USB 2.0 (inclus) et capture facilement des photos en couleur et des vidéos en direct sur les systèmes d'exploitation Windows et Mac.</p> <p>Le CD du logiciel offre des fonctionnalités avancées d'édition et de traitement telles que l'assemblage d'images, la profondeur de champ étendue, l'annotation et la mesure.</p> <p>Garantie constructeur 1 an</p>
Prix	50 000 frs

Fait à Yaoundé **NGOUSSO**, le 01-07-2025