

info@biomedsupexpress.com
 biomedsupexpress@gmail.com
 www.biomedsupexpress.com
 Agrément 4345A/MINSANTE/SG/PDML/SA
 BP: 5084 Nlongkak, Yaoundé - Cameroun (Situé face
 Hôpital Gynéco-Obstétrique de Yaoundé entrée Hôtel
 Segmad)
 (+237) 686 729 251 | 652 505 396



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
 Paix - Travail - Patrie

Carbol Fuchsine (ZN) - Carbol Fuchsin (ZN)(BMSCR0020-ZN)

Libellé	Désignation
Catégorie	COLORANTS/REACTIFS
Code catégorie	CR
Libellé produit	Carbol Fuchsine (ZN) - Carbol Fuchsin (ZN)
Code produit	BMSCR0020-ZN
Image	

Libellé	Désignation
Description	<p>Carbol Fuchsin Ziehl-Neelsen (ZN) est un composé phénolique liposoluble qui pénètre dans les parois cellulaires cireuses des bactéries. Par conséquent, cette solution de travail est couramment utilisée pour la coloration des mycobactéries du genre bacilles acido-résistants dans les coupes de tissus et les frottis.</p> <p>Il peut également être utilisé comme un antiseptique topique.</p> <p>-----</p> <p>Carbol Fuchsin Ziehl-Neelsen (ZN) is a lipid-soluble phenolic compound that penetrates the waxy cell walls of bacteria. Hence, this working solution is commonly used in the staining of mycobacteria and for the determination of acid fast bacilli in tissue sections and smears.</p> <p>It can also be used as a topical antiseptic.</p>
Prix	22 000 frs

Fait à Yaoundé NGOUSSO, le 01-07-2025