

Hématoxyline de Coles - Coles Haematoxylin(BMSCR0022-500)

| Libellé | Désignation |
|-----------------|--|
| Catégorie | COLORANTS/REACTIFS |
| Code catégorie | CR |
| Libellé produit | Hématoxyline de Coles - Coles Haematoxylin |
| Code produit | BMSCR0022-500 |
| Image |  |
| Description | <p>L'hématoxyline de Cole est couramment utilisée comme coloration progressive ou régressive (similaire à l'hématoxyline d'Ehrlich) avec un temps de coloration d'environ 10 minutes. Il contient de l'iode, qui oxyde l'hématoxyline en hémateine, permettant ainsi une utilisation immédiate de cette solution.</p> <p>-----</p> <p>Cole's haematoxylin is routinely used as a progressive or regressive stain (similar to Ehrlich's haematoxylin) with a staining time of about 10 minutes. It contains iodine, which oxidizes haematoxylin to haematein making it possible for this solution to be used immediately.</p> |
| Prix | 31 900 frs |